

# Bellman Visit 868 hälytinjärjestelmä

Bellman Visit 868 hälytinjärjestelmä  
tuo turvallisuutta ja vapautta arkeesi.



Bellman & Symfon®

[www.bellman.com](http://www.bellman.com)

# ***Bellman Visit 868 hälytinjärjestelmä***

Langaton hälytinjärjestelmä Bellman Visit 868 on uusi versio Bellmanin suositusta langattomasta hälytinjärjestelmästä, joka auttaa kuulovammaisia sekä kuuroja ihmisiä arkipäivän eri kuulemistilanteissa.

Bellman Visit 868 hälytinjärjestelmän avulla huomaat helposti esimerkiksi ovikellon ja puhelimen soiton, palohälyttimen tai vauvasi itkun. Kaikki toiminnot toimivat täysin langattomasti.



## ***Bellman Visit 868 tarkoittaa turvallisuutta!***

Bellman Visit auttaa sinua tuntemaan olosi turvallisiksi. Sinulle tärkeät puhelut ja hälytyssignaalit tavoittavat sinut missä tahansa kotisitiloissa liikut. Selkeät hälytyssignaalit kuten: ääni, valo, tai värinä tekevät eri tyyppisten hälytysten tunnistamisen helpoksi.

## ***Bellman Visit tarkoittaa joustavuutta!***

Bellman Visitin kanssa sinä kontrolloit laitetta. Bellman Visit on erittäin joustava järjestelmä joka antaa sinun suunnitella oman henkilökohtaisen ratkaisusi. Eri lähetin sekä vastaanotin vaihtoehdot voi itse yhdistää haluamalla tavalla.

## ***Bellman Visit tarkoittaa vapautta!***

Bellman Visitin ollessa langaton järjestelmä, voit liikkua vapaasti kotona ja silti vastaanottaa hälytyksen esim. puhelujen saapuessa. Langattomuuden ansiosta hälytinjärjestelmä on myös helppo ottaa mukaan esim. matkoille tai vaikkapa kesämökille!

# Hei, mitä kuuluu?

“Kuinka Heikki sai uudelleen yhteyden ystäviinsä...!”



Heikki ja Kristiina ovat viisikymppisiä ja asuvat isossa talossa maaseudulla. Heikki harrasti ampumista muttei ikävä kyllä käyttänyt kuulonsuojaimia. Siksi hänen molempien korviensa kuulo heikkeni. Nykyisin Heikki käyttää kuulokojeita molemmissa korvissa. Hänen vaimonsa Kristiina kuulee normaalisti, ja yleensä ilmoittaa Heikille kun ovikello tai puhelin soi. Heikin ollessa yksin kotona hänellä on suuria vaikeuksia kuulla hälytykset, ja kun hän on autotallissa, hän ei kuule niitä lainkaan.

## **Näin tapahtui:**

Heikillä ja Kristiinalla on nyt Bellman Visit 868 ovilähetin lähellä ovikelloa. Asennuksia ei tarvittu koska ovilähetin “kuuntelee” ovikelloa. Bellman Visit 868 puhelinvälittimen pistoke työnnettiin puhelimen pistorasiaan adapteria käyttämällä. Koska Kristiina kuulee signaalit hyvin, Heikki päätti käyttää Bellman Visit taskuvastaanotinta joka käyttää hälyttämiseen valo-, sekä värinäählytystä. Näin ollen hälytykset eivät häiritse Kristiinaa ja Heikki huomaa ne helposti, jopa ollessaan autotallissa.

# Kop Kop, onko ketään kotona?

“Nyt Sanna näkee tyttärensä Eevaa ja lapsenlapsiaan melkein päivittäin...!”



Nyt kun Sanna on leski, hän asuu yksin. Hänellä ja hänen puolisoillaan Reinolla oli yksi lapsi, ja kymmenen vuoden ajan hänellä on myös ollut lastenlapsia. Tytär Eeva ja lastenlapset asuvat lähistöllä ja käyvät isoäidin luona melko usein. Sanna viettää tavallisesti iltansa televisiota katsellen ja neuloen. Jokin aikaa sitten sukulaiset ja ystävät alkoivat kertoa Sannalle, että he olivat yrittäneet tavoittaa häntä puhelimitse mutta eivät olleet saaneet vastausta, vaikka tiesivät hänen olleen kotona. Kerran hänen tyttärenpoikansa Lassi oli tullut tapaamaan häntä, mutta Sanna oli katsellut televisiota eikä kuullut ovikellon soittoa joten Lassi ei päässyt sisään.

## **Näin Sanna teki (tosin vasta pienen taivuttelun jälkeen)...**

Bellman Visit 868 ovilähetin asetettiin lähelle ovikelloa ja puhelinlähettimen pistoke työnnettiin puhelinpistorasiaan. Minkä vastaanottimen Sanna sitten valitsi? Hän valitsi kannettavan vastaanottimen, koska hän voi helposti kuulla sen selvän akustisen merkkisignaalin kaikkialla huoneistossa. Hän valitsi "ding-dong" merkkiääninen ovikelloa varten sekä "ring-ring" merkkiääninen puhelinta varten. Sanna pitää kannettavaa vastaanotinta television päällä, koska sieltä hän voi helposti nähdä vilkkuvan valosignaalin televisiota katsellessaan.

# Waaaaa!\*

\*) Tarvitsen apua enkä halua tulla jätetyksi yksin!

“Minna ja Martti ovat molemmat kuuroja, mutta saavat silti hälytysmerkin mikäli heidän tyttärensä herää keskellä yötä ja alkaa itkemään...”



Minna ja Martti sekä heidän kolme vuotias tyttärensä Susanna ovat juuri muuttaneet hyvin viihtyisään neljän huoneen asuntoon missä Susannalle on oma huone. Martti ja Minna ovat molemmat kuuroja, joten he etsivät helppoa ratkaisua ilmoittamaan Susannan itkusta, kuten myös ovikellosta, tekstipuhelimesta, sekä palovaroittimesta. Martti halusi myös selkeän herätyskellon aamuja varten, joka ei häiritsisi Minnaa. Oliko todella mahdollista täyttää kaikki nämä tarpeet?

**Vastaus on kyllä!** Bellman Visit 868 ovilähetin asetettiin lähelle ovikelloa ja puhelinlähettimen pistoke työnnettiin puhelinpistorasiaan. Itkuhälytin asennettiin lähelle Susannan sänkyä ja Bellman Visit palovaroitin asetettiin eteisen kattoon. Koska Martti ja Minna ovat kumpikin kuuroja, he molemmat käyttävät Taskuvastaanotinta. Se on erittäin kätevä päivittäisessä käytössä kun heillä on Susanna mukanaan, tai kun he istuskelevat parvekkeella. Sekä Martti että Minna käyttävät taskuvastaanottimiensa lataamiseen Bellman Visit 868 latauslaitteita, joita he säilyttävät lähellä sänkyään. Sängyn vierellä heillä on myös Bellman Visit 868 herätyskello sekä Bellman Visit 868 tärustin joka reagoi kaikkiin hälytyksiin, oveen, palohälyttimeen, puhelimeen sekä Susannan itkuun.

## Bellman Visit 868 lähettimet



### **BE1410 - Ovilähetin**

Bellman Visit ovikellolähetin on osa Bellman Visit 868 järjestelmää, ja auttaa sinua huomaamaan ovikellon soinnin. Asennus on hyvin yksinkertaista, sijoita ovikellolähetin ovikellon tai sisäpuhelimen lähelle. Ovikellolähettimen aktivoivat sekä mekaaniset että elektroniset ovikellot ja sisäpuhelimet. Kun ovikellolähetin aktivoituu se lähettää radiosignaalin Bellman Visit vastaanottimille selkeää hälytystä varten! Uusi 868 versio antaa sinulle myös mahdollisuuden äänittää ovikellojen ääniä, tärkeä ominaisuus käyttäjille joiden ovikellossa on omintakeinen ääni. Uusi lisäominaisuus on myös mahdollisuus käyttää ulkoista mikrofonia mikäli sinun tarvitsee vastaanottaa hälytykset toisesta ovikellosta tai lähteistä jotka ovat hankalissa paikoissa. Vastaanottimet pystyvät ilmaisemaan, esimerkiksi, mikä ovikello tarvitsee huomiota.



### **BE1420 - Näppäinlähettin**

Uusi Bellman Visit 868 näppäinlähettin on osa Bellman Visit 868 järjestelmää ja auttaa sinua huomaamaan ovikellon soitot. Asennus on erittäin helppoa, aseta näppäinlähettin ovesi ulkopuolelle. Kun vieras painaa näppäinlähettintä se lähettää radiosignaalin Bellman Visit vastaanottimille selkeää hälytystä varten. Laite on vedenkestävä jotta se kestäisi ulkosäätä. Näppäinlähettintä voidaan käyttää myös kahden henkilön välisenä lähettimenä. Esimerkiksi, sitä voidaan pitää mukana ja käyttää tilanteissa joissa sinun tarvitsee pyytää apua.



### **BE1430 - Puhelinlähettin**

Bellman Visit 868 puhelinlähettin on osa Bellman Visit 868 järjestelmää ja auttaa sinua havaitsemaan puhelimen soimisen. Aktivoitunut lähettin lähettää radiosignaalin Bellman Visit 868 vastaanottimiin hälytyksen antamista varten. Puhelinlähettimen asentaminen on hyvin helppoa: Kytke vain lähettin puhelinpistorasiaan laitteen mukana toimitettavalla puhelinpistokeadapterilla. Kun puhelinjohto irroitetaan puhelinlähettintä (yleislähetin) voi käyttää painonäppäinlähettimenä tai muiden laukaisulaitteiden kuten ovimattojen, ulkoisten releitten/ näppäimien tai magneettisten kontaktien kanssa hälyttämään ovien/ ikkunoiden avaamisesta tai henkilöiden saapumisesta huoneeseen. Uusi 868 versio mahdollistaa eri tyyppisten hälytysten lähettämisen vastaanottimille. Vastaanottimet voivat näin ollen ilmaista eri hälytyksillä onko kyseessä testinappulasta painettu ovikellon ääni vai ovimaton tuottama hälytys jne.



### **BE1490 - Itkulähetin**

Bellman Visit itkulähetin antaa hälytyssignaalin kun lapsesi itkee. Itkuhälytys on langaton ja erittäin helppokäyttöinen: aseta se vain lapsen lähelle. Itkuhälyttimen lähettin aktivoituu lapsen itkiessä tai huutaessa ja lähettää radiosignaalin Bellman Visit vastaanottimiin hälytyksen antamista varten. Yhdessä Bellman Visit taskuvastaanottimen kanssa itkuhälytintä voidaan käyttää myös kodin ulkopuolella, esimerkiksi puutarhassa tai oltaessa lapsen kanssa matkalla. Itkuhälyttimen herkkyyttä voi säätää monin tavoin jotta se vastaa juuri sinun tarpeitasi. Uusi 868 versio mahdollistaa useiden itkulähettimien käytön samassa paikassa. Jopa neljää lähettintä voidaan käyttää eri hälytysten lähettämiseen. Tämä on hyvin käytännöllinen ratkaisu kun sinun tarvitsee tietää kuka lapsista tarvitsee huomiota.



### **BE1480/BE1530/BE1550 - Palovaroitimet**

Bellman Visit palovaroitin auttaa sinua havaitsemaan palovaroitukset. Savu aktivoi lähettimen, joka lähettää radiosignaalin vastaanottimiin selkeän hälytyksen antamista varten. Palovaroitin asennetaan kattoon kuten mikä tahansa muu palovaroitin. Käytettynä Bellman Visit vastaanottimen kanssa palovaroitinta voi myös käyttää kodin ulkopuolella, esimerkiksi lomamatkalla tai vaikkapa kesämökillä. Bellman Visit palovaroitimia on saatavilla kolmena eri versiona eri tulipalon havaitsemistekniikoilla.

Bellman Visit palovaroitin BE1530 käyttää optista havainta ja on hyväksytty kaikissa Euroopan maissa. Optinen palovaroitin soveltuu parhaiten kytemispalojen havaitsemiseen, kuten tupakoista tai huonoista sähköjohdoista alkunsa saanut tulipalo.

Bellman Visit palovaroitin BE1550 käyttää ionisaatiotyyppistä havainta ja on hyväksytty useimmissa pohjoismaissa sekä Iso-Britanniassa. Ionisaatiotyyppinen varoitin soveltuu parhaiten räjähdysmäisten tulipalojen havaitsemiseen, kuten esimerkiksi television räjähtämisestä alkunsa saaneet tulipalot.

Bellman palovaroitin BE1480 käyttää optista havainta ja toimii kuten BE1530, sen lisäksi myös yli 57 celsius asteen kuumuus aktivoi BE1480 palovaroitimen.

## Bellman Visit 868 vastaanottimet



### **BE1440 - Flash vastaanotin**

Bellman Visit 868 Flash vastaanotin kiinnittää huomiosi selkeästi erilaisilla valosignaaleilla, sekä kertoo erivärisillä LED-valoilla minkä tyyppisestä signaalista on kyse, aivan kuten Bellman Visit 868 taskuvastaanotinkin tekee. Vastaanotin on mahdollista kytkeä myös suoraan puhelinlinjaan. Vastaanottimeen on myös mahdollista kytkeä Bellman Visit värinäherättäjä. Laitteeseen on saatavilla myös seinäteline lisävarusteena. Uusi 868 malli erottaa neljän samantyyppisen lähettimen hälytykset. Voit esimerkiksi käyttää neljää ovilähetintä ja vastaanotin näyttää mikä ovista tarvitsee huomiota.



### **BE1450 - Kannettava vastaanotin**

Bellman Visit 868 kannettava vastaanotin vastaanottaa signaaleja Bellman Visit 868 lähettimistä ja antaa käyttäjälle hälytysmerkin soitoista/hälytyksistä erilaisilla selkeästi havaittavilla äänillä ja valoilla. Kannettavassa vastaanottimessa on optimoitu ääniala sekä säädettävissä oleva äänenvoimakkuuden taso, 0 dB hyvin korkeaan 90 dB. Vastaanotin on kannettava ja näin ollen asetettavissa paikkaan jossa kulloinkin olet, vaikka parvekkeelle tai puutarhaan. Uusi 868 malli kiinnittää huomiosi vilkkuvilla LED-valoilla sekä eri värisillä valoilla riippuen hälytyksistä. Uusi 868 malli erottaa neljän samantyyppisen lähettimen hälytykset. Voit esimerkiksi käyttää neljää ovilähetintä ja vastaanotin näyttää mikä ovista tarvitsee huomiota.



### **BE1470/BE1260 - Taskuvastaanotin ja latauslaite**

Bellman Visit taskuvastaanotin vastaanottaa signaaleja Bellman Visit lähettimistä ja antaa hälytysmerkin käyttäjälle erilaisilla selvästi havaittavilla värinöillä ja valoilla. Käyttäessäsi taskuvastaanotinta voit vapaasti liikkua kodissa tai puutarhassa ja kuitenkin olla tavoitettavissa. Taskuvastaanotin on niin pieni että se voidaan asettaa paidan tai housujen taskuun! Bellman Visit 868 latauslaitetta käytetään Bellman Visit 868 taskuvastaanottimessa olevan ladattavan akun varaamiseen. Latauslaitteeseen voidaan kytkeä Bellman herätyskello tai kaksi Bellman Visit 868 värinäherättäjää aamuisia herätyksiä ja öisiä hälytyksiä varten.



### **BE1500 - Vastaanotin herätyskello**

Bellman Visit 868 herätyskello on erinomainen tuote ihmisille jotka haluavat selkeän herätyksen aamuisin, sekä niille jotka tahtovat varoituksen ovikellon tai puhelimen soidessa, vauvan itkiessä tai palovaroittimen hälyttäessä. Uusi Bellman Visit 868 herätyskello sisältää radiovastaanottimen. Kun joku esimerkiksi painaa ovikelloa, Bellman Visit ovikellolähetin lähettää signaalin Bellman Visit 868 herätyskelloon joka herättää/hälyttää käyttäjät. Monivärinen LED-valo ilmoittaa kellotaulussa olevien ikonien avulla minkä tyyppisestä hälytyksestä on kyse.



### **BE1560/BE1570 - Rannekevastaanotin ja latauslaite**

Bellman Visit rannekevastaanotin BE1560 vastaanottaa signaaleja kaikista Bellman Visit lähettimistä ja antaa hälytysmerkin käyttäjälle selvästi havaittavilla värinöillä. Käyttäessäsi rannekevastaanotinta voit vapaasti liikkua kodissa tai puutarhassa ja kuitenkin olla tavoitettavissa. Rannekevastaanotin on erittäin kevyt ja sen ranneke on erittäin pehmeä ja miellyttävä pitää! Rannekevastaanotin toimii ladattavalla NiMH akulla. Rannekevastaanottimen akun latausta varten on oma laturi BE1570. Rannekevastaanottimen laturia BE1570 voi käyttää yöllä kellon pidikkeenä ja siihen voidaan kytkeä myös tyyntäristin yökäyttöä ajatellen.



### **BE1540 - Kannettava Flash vastaanotin**

Bellman Visit 868 kannettava flash vastaanotin kiinnittää huomiosi selkeästi erilaisilla valosignaaleilla, sekä kertoo erivärisillä LED-valoilla minkä tyyppisestä signaalista on kyse, aivan kuten Bellman Visit 868 taskuvastaanotinkin tekee. Vastaanottimeen on myös mahdollista kytkeä Bellman Visit värinäherättäjä. Uusi 868 malli erottaa neljän samantyyppisen lähettimen hälytykset. Voit esimerkiksi käyttää neljää ovilähetintä ja vastaanotin näyttää mikä ovista tarvitsee huomiota. Kannettavassa Flash vastaanottimessa on sisäänrakennettu akku mikä mahdollistaa laitteen vapaan liikuttelun kodissasi.



### **BE1270 - Tärustin**

Bellman Visit 868 tärustin asetetaan tyyntyn alle. Yöaikaan tai ottaessasi nokoset se antaa sinulle merkin erilaisista soitoista/hälytyksistä selvillä värinöillä. Tärustin voidaan liittää kaikkiin Bellman Visit 868 vastaanottimiin.



# Bellman & Symfon®

[www.bellman.com](http://www.bellman.com)

## Kuuloratkaisuja jokapäiväiseen elämään.

Bellman & Symfon on kehittänyt ja valmistanut kuulon apuvälineitä, jotka voisivat auttaa ja helpottaa huonokuuloisten ihmisten elämää 20 vuoden ajan.

Bellman & Symfonin valmistamien Bellman Visit laitteiden kehittämisessä yhdistyvät yrityksen osaaminen ja kehitystyö, jota on tehty yhdessä audiogian ammattilaisten, laitteiden käyttäjien ja huippu suunnittelijoiden kanssa. Tämä takaa Bellman Visit laitteiden ensiluokkaisen äänenlaadun ja helppokäyttöisyyden.

## Bellman Visit 868 hälytinjärjestelmän maahantuonti ja myynti:

Kuulotekniikka Oy  
Kauppalantie 40  
00320 Helsinki  
Puh. 020 7290 500

[www.kuulotekniikka.com](http://www.kuulotekniikka.com)

